

# ELEMENTOS DE AYUDA PARA DIFERENTES POSICIONES





## SISTEMA DE TERAPIA ANTIESCARAS



# POSIMED®

- ELEMENTOS DE AYUDA PARA DIFERENTES POSICIONES -

Presentado por:

# POSIMED®

Cojín universal



Esterilizable termicamente conforme a las normas del IRK\*1

Adecuado para la terapia contra el dolor

Para tratamiento y prevención de escaras y úlceras por presión

Funda desinfectable fácilmente

Funda:  
• Desinfectable  
• Esterilizable en autoclave

Inocuo

Funda de incontinencia permeable al vapor de agua para un microclima favorable


Costuras selladas con ultrasonido

El relleno de bolitas favorece a:  
• Rápida adaptación a la anatomía corporal  
• Alivio óptimo de presión



Los POSIMED®- Elementos de ayuda para diferentes posiciones – están disponibles en diferentes formas y tamaños.

Nombre del artículo	Tamaño en cm longitud x ancho	Art. - No.
Cojín universal pequeño	37 x 26	PO-UNIK3726
Cojín universal grande	56 x 40	PO-UNIG5640
Férula para talones	39 x 21	PO-FERS3921
Férula para antebrazos	39 x 21	PO-UNTE3921
Cojín separador	60 x 35	PO-SPRE6035
Cojín rodillo	60 x 21	PO-ROLL6021
Cojín de 30° pequeño	170 x 74	PO-LAGE0165
Cojín de 30° grande	182 x 54	PO-LAGE1165
Cojín para la cadera	35 x 28	PO-HÜFT3528
Medio círculo	137 x 80	PO-HALBI378



\*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.  
\*2 La garantía es válida para las propiedades!



# POSIMED®

## VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

### Cojín universal

Para el apoyo y posicionamiento



Tamaño en cm  
37/26  
56/40

Art. - No.  
PO-UNIK3726  
PO-UNIG5640

### Férula para talones

Para el apoyo y posicionamiento de los talones



Tamaño en cm  
39/21/8

Art. - No.  
PO-FERS3921

### Férula para antebrazos

Para el apoyo y posicionamiento del antebrazo



Tamaño en cm  
39/21/8

Art. - No.  
PO-UNTE3921

### Cojín separador

Para el apoyo y posicionamiento de la rodilla, el tobillo y el codo



Tamaño en cm  
60/35

Art. - No.  
PO-SPRE6035

### Cojín rodillo

Para el apoyo y posicionamiento de la rodilla, la nuca y otras articulaciones

Tamaño en cm  
60/21

Art. - No.  
PO-ROLL6021



### Cojín de 30°

Con su almohada integrada, este cojín sirve de apoyo para la postura de 30°



Tamaño en cm  
170/74  
182/54

Art. - No.  
PO-LAGE0165  
PO-LAGE1165

### Cojín para la cadera

Para el apoyo y posicionamiento de la cadera, reduciendo el peligro de luxación en prótesis de cadera.



Tamaño en cm  
35/28/14

Art. - No.  
PO-HÜFT3528


### Medio círculo

Para el apoyo y posicionamiento del tronco.



Tamaño en cm  
137/80

Art. - No.  
PO-HALB1378



# POSIMED®

## ELEMENTOS DE AYUDA PARA DIFERENTES POSICIONES


POSIMED®-Cojines son ayudas de posicionamiento de diversas formas y tamaños para la prevención y tratamiento de escaras y la posición óptima del paciente.

Por medio de las diversas ayudas de posicionamiento el paciente se mueve marginalmente y la distribución de presión en los puntos principales de apoyo permiten tener al paciente una postura relajada y sin presiones.


El objetivo es reducir la intensidad de los efectos de la presión. Nuestro sistema de posicionamiento se basa en un relleno de bolitas que alivian la presión y mejoran la capacidad de posicionamiento.

## EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO


30°-posicionamiento de lado



Posicionador de talones en alto



Posición medio sentada



Posicionamiento a 135°

