

COJÍN POSICIONAMIENTO




Imagen de ícono

ARTHROSEAT[®]

- COJÍN PARA ARTRODESIS -


Presentado por:



VITALVIA SL
Novia Salcedo 16, 4º dcha
48930 Las Arenas Getxo, Vizcaya
España - Spain

Tel: +34 94 640 9893
Tel Mov: +34 649927982

email: info@vitalvia.es
www.vitalvia.es



Se puede utilizar por
ambos lados

Puede utilizarse para lesiones
de cadera/rodilla tanto
izquierda como derecha

ARTHROSEAT[®]

COJÍN PARA ARTRODESIS

3 AÑOS DE GARANTÍA ^{*2}

Esterilizable térmicamente conforme a las normas del RKI^{*1}

Adecuado para aliviar el dolor mediante el posicionamiento de alivio de las articulaciones de cadera y rodilla

La cubierta es fácil de limpiar con detergentes domésticos y sencilla de desinfectar

Funda-PU:

- Extraíble
- Lavable hasta a 95 °C
- Desinfectable
- Resistente a desinfectantes^{*3}

Asa para facilitar el transporte

La adaptación anatómica corporal favorece una postura ideal

Funda impermeable y transpirable

Espuma transpirable de poros abiertos

Reverso anti deslizante


Forma ergonómica de asiento para una sedestación cómoda y sin dolor

Puede utilizarse para lesiones de cadera/rodilla izquierda o derecha

Tamaño en cm Art. - No.

ancho x profundidad x altura


40 x 40 x 7 / 1,5	A-SEAT4040
42 x 42 x 7 / 1,5	A-SEAT4242
44 x 44 x 7 / 1,5	A-SEAT4444



Espuma transpirable de poro abierto



Esterilizable en autoclave



Material de funda impermeable a virus y bacterias según ASTM 1670 + 1671



Impermeable y a su vez transpirable



Puede utilizarse por ambos lados



Marca CE MDR 2017/745



Libre de mantenimiento



Baja inflamabilidad DIN EN 597 (I+II) CRIB 5



Peso del paciente: 0 - 200 kg

^{*1} El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

^{*2} La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!

^{*3} Para más detalles, vea las instrucciones de uso.