

Cojín de sistema antiescaras y de tratamiento de úlceras por presión

Esterilizable térmicamente  
conforme a las normas del IRK\*1


Adecuado para la terapia  
contra el dolor

Hasta úlceras en estado 4  
(EPUAP)

Riesgo alto

ottobock.  
Ottobock Foam inside

3 AÑOS DE GARANTÍA  
\*2



Tamaño en cm	Art. - No.
ancho x profundidad x altura	
38 x 40 x 8	G-SEAT3840
40 x 40 x 8	G-SEAT4040
40 x 42 x 8	G-SEAT4042
41 x 46 x 8	G-SEAT4146
42 x 40 x 8	G-SEAT4240
42 x 42 x 8	G-SEAT4242
42 x 44 x 8	G-SEAT4244
42 x 46 x 8	G-SEAT4246
42 x 52 x 8	G-SEAT4252
45 x 42 x 8	G-SEAT4542

Tamaño en cm	Art. - No.
ancho x profundidad x altura	
45 x 44 x 8	G-SEAT4544
45 x 46 x 8	G-SEAT4546
46 x 51 x 8	G-SEAT4651
48 x 42 x 8	G-SEAT4842
48 x 44 x 8	G-SEAT4844
48 x 46 x 8	G-SEAT4846
50 x 42 x 8	G-SEAT5042
51 x 44 x 8	G-SEAT5144
51 x 46 x 8	G-SEAT5146
52 x 52 x 8	G-SEAT5252



Espuma Geltouch® + espuma HR transpirable de poros abiertos



Esterilizable en autoclave



Funda impermeable a virus y bacterias



Impermeable y a su vez transpirable



Alivio de presión óptimo



Funda bielástica para reducción de las fuerzas de corte



Marca CE



Libre de mantenimiento



Baja inflamabilidad DIN EN 597 (Parte I + 2) CRIB 5



Peso del paciente: 20 - 120 Kg

\*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

\*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín!