

## Cojín de sistema antiescaras y de tratamiento de úlceras por presión

Esterilizable térmicamente conforme a las normas del IRK\*<sup>1</sup>

Adecuado para la terapia contra el dolor

Hasta úlceras en estado 4 (EPUAP)

Riesgo alto

Funda desinfectable fácilmente

**ottobock.**  
Ottobock Foam inside



\*2

### Funda:

- Extraíble
- Lavable a 95° C
- Desinfectable
- Resistente a los desinfectantes



Tamaño en cm	Art. - No.
ancho x profundidad x altura	
38 x 40 x 8	G-SEATCL3840
40 x 40 x 8	G-SEATCL4040
40 x 42 x 8	G-SEATCL4042
41 x 46 x 8	G-SEATCL4146
42 x 40 x 8	G-SEATCL4240
42 x 42 x 8	G-SEATCL4242
42 x 44 x 8	G-SEATCL4244
42 x 46 x 8	G-SEATCL4246
42 x 52 x 8	G-SEATCL4252
45 x 42 x 8	G-SEATCL4542

Tamaño en cm	Art. - No.
ancho x profundidad x altura	
45 x 44 x 8	G-SEATCL4544
45 x 46 x 8	G-SEATCL4546
46 x 51 x 8	G-SEATCL4651
48 x 42 x 8	G-SEATCL4842
48 x 44 x 8	G-SEATCL4844
48 x 46 x 8	G-SEATCL4846
50 x 42 x 8	G-SEATCL5042
51 x 44 x 8	G-SEATCL5144
51 x 46 x 8	G-SEATCL5146
52 x 52 x 8	G-SEATCL5252



Espuma Geltouch® + espuma HR transpirable de poros abiertos



Esterilizable en autoclave



Funda impermeable a virus y bacterias



Impermeable y a su vez transpirable



Alivio de presión óptimo



Funda bielástica para reducción de las fuerzas de corte



Marca CE  
RL 93/42 EWG d. R. 14.6.93



Libre de mantenimiento



Baja inflamabilidad DIN EN 597 (Parte I + 2) CRIB 5



Peso del paciente:  
20 - 120 Kg

\*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

\*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín!