

Hyper Foam CC

Sistema antiescaras y de tratamiento de úlceras por presión

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del IRK*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Hasta úlceras en estado 1
(según Prof. Seiler/EPUAP)

Riesgo bajo

ottobock.
Ottobock Foam inside

2 AÑOS DE
GARANTÍA


*2

Núcleo de espuma hiperelástica de 2 capas (con cortes longitudinales y transversales)

Funda-PU-Tex:

- Extraíble
- Lavable a 95° C
- Desinfectable
- Resistente a los desinfectantes

Funda para incontinencia
transpirable



Cremallera con solapa

Canales de ventilación para
un microclima óptimo

Dimensiones

Altura	14 cm
Longitud	200 cm
Ancho	90 cm / 100 cm



Espuma transpirable
de poros abiertos



Esterilizable en
autoclave




Funda impermeable a virus y
bacterias



Impermeable y a su
vez transpirable



Alivio de presión
<18mmHg



Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte



Marca CE



Libre de
mantenimiento



Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5



Peso del paciente:
20 - 140 Kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón!